

快適な研磨・コントロール

EcoMet™ 30

EcoMet 30 を使用すれば、手動研磨の操作を簡素化することができます。快適なスプラッシュガード設計。サンプルを持ちながら簡単に装置のコントロールが可能です。使いやすく、清掃が簡単です。

製品情報

カタログ番号

49-10070	EcoMet 30 Manual
49-10072	EcoMet 30 Twin Manual
49-1008	8インチ (203mm) 研磨盤キット*
49-1010	10インチ (254mm) 研磨盤キット*
49-1012	12インチ (305mm) 研磨盤キット*
49-1005	ポウルライナー (数量 5)

*キットには、研磨盤、スプラッシュガード、およびカバーが含まれています。ツインの場合は2セット必要です。



仕様

	EcoMet 30 Manual	EcoMet 30 Manual Twin
電源	100-240VAC、50/60Hz、単相	
モーター出力	300W	440W
対応研磨盤	8インチ (203mm)、10インチ (254mm)、12インチ (305mm)	
研磨盤回転数	50~500rpm	
研磨盤回転方向	反時計回り	
給水ホース	0.25インチ (6.35mm) チューブ外径	

	EcoMet 30 Manual	EcoMet 30 Manual Twin
給水圧	40~116psi (2.7~8bar)	
消費電力	0.64kW、5.6/2.78A @115/230VAC	0.97kW、8.5/4.1A @115/230VAC
コントロールパネル	ノブスイッチ	
ノイズレベル	65dB @ 500rpm	
重量	101.5lbs (46kg)	154lbs (70kg)
規格	CE 指令	




BUEHLER
ITWジャパン株式会社
〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 6F
電話: 03-5439-5077
www.buehler.jp
info.japan@buehler.com

EcoMet™ 30

手動研磨機

研磨盤の取り外しが簡単
洗浄が容易でコンタミの防止に役立ちます。



簡単切り換えノブ
容易にオン/オフ切り換えが出来る操作スイッチ。



人間工学に基づく設計
広くフラットなワークスペースと人間工学に基づいたボウルの高さで、作業しやすく、より快適です。作業効率がアップします。

耐久性のあるダイカストボディ
堅牢さと安定性をご提供します。



ストレート排水システム
研磨屑の蓄積を最小限に抑え、清掃時間を節約します。

EcoMet 30

研磨作業をシンプルに